

**Arkusz zawiera informacje prawnie
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Układ graficzny © CKE 2016



Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitezy twarzy**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.17**

Numer zadania: **02**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Z.17-02-17.01

Czas trwania egzaminu: **180 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2017

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Przytnij otrzymany model orientacyjny na kształt siedmioboku, a następnie przygotuj go do wykonania łyżki indywidualnej.

Uwaga!

Gotowość do skorzystania z obcinarki zgłoś przez podniesienie kartki z informacją „obcinarka”. Twoja praca przy obcinarce nie powinna trwać dłużej niż 7 minut. Ukończenie przygotowania modelu do wykonania łyżki indywidualnej zgłoś do oceny przez podniesienie ręki.

Wykonaj perforowaną łyżkę indywidualną z akrylu samopolimeryzującego zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa, zawartymi w Karcie laboratoryjnej, technologią wykonawstwa ruchomych protez zębowych oraz instrukcją użytkowania otrzymanego materiału.

Gotową łyżkę indywidualną wraz z modelem orientacyjnym pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Zadanie wykonuj na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne narzędzia i sprzęt.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:

- model orientacyjny przygotowany do wykonania górnej łyżki indywidualnej,
- górna łyżka indywidualna

oraz

przebieg przycięcia i przygotowania modelu orientacyjnego do wykonania górnej łyżki indywidualnej, przebieg przygotowania masy akrylowej samopolimeryzującej oraz przebieg wykonania górnej łyżki indywidualnej.

KARTA LABORATORYJNA

Nr pracy 25/2017

ZLECAJĄCY:

Gabinet stomatologiczny Provita
ul. Głowackiego 8
00-540 Kostrzyn

WYKONAWCA:

Pracownia protetyczna Dento-Lab
ul. Żwirowa 6
00-540 Kostrzyn

PACJENT:

Kazimierz Mokry
ul. PCK 12/11, 00-540 Kostrzyn
PESEL: 59080722719

Zlecenie:

Proteza całkowita górna

Data przyjęcia: 15.01.2017 r.

Data oddania: 1.03.2017 r.

STAN UZĘBIENIA

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Zalecenia lekarskie:**Proszę**

- narysować zasięg płyty łyżki indywidualnej zgodnie z zasięgiem pola protetycznego
- wypełnić ubytki poekstrakcyjne po usuniętych kłach
- umieścić uchwyt łyżki w poprzek szwu podniebiennego na wysokości pierwszych zębów przedtrzonowych
- wykonać perforację łyżki na całym obszarze płyty

dr Piotr Kowalski