



EGZAMIN ZAWODOWY Rok 2023 ZASADY OCENIANIA

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych**
Oznaczenie arkusza: **MED.11-01-23.06-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **MED.11**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: Negatyw gipsowy

1	Negatyw jest szczelny						
2	Ściana negatywu nie posiada prześwitów						
3	Negatyw obejmuje model anatomiczny powyżej kostek (bocznej i przyśrodkowej)						
4	Krawędź górna negatywu jest wzmocniona dodatkową opaską						
5	Negatyw jest wygładzony wewnątrz						
6	Negatyw jest domodelowany w okolicach kostek (bocznej i przyśrodkowej)						
7	Negatyw jest domodelowany w okolicach pięty						
8	Negatyw jest domodelowany w okolicach łuku podłużnego przyśrodkowego stopy						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Schemat blokowy wykonania ortezy DAFO*Uwaga! Dopuszcza się stosowanie innych zapisów poprawnych merytorycznie.*

Wpisane:

1	Analiza dokumentacji medycznej i wywiad z pacjentem						
2	Pobieranie miary						
3	Wykonanie negatywu gipsowego						
4	Wykonanie pozytywu gipsowego						
5	Formowanie polipropylenu na pozytywie gipsowym						
6	Obróbka wstępna/domodelowanie						
7	Przymiarka na pacjencie						
8	Obróbka wykończeniowa ortezy						
9	Montaż pasków mocujących						
10	Wydanie ortezy wraz z instruktażem eksploatacji i konserwacji						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Algorytm czynności obowiązujących przy formowaniu ortezy DAFO na pozytywie*Uwaga! Dopuszcza się stosowanie innych zapisów poprawnych merytorycznie.*

Wpisane:

1	nałożenie materiału izolacyjnego/perlonu/tkaniny bawełnianej na pozytyw gipsowy						
2	montaż pozytywu na pompie podciśnieniowej						
3	przygotowanie płyty polipropylenowej						
4	rozgrzanie w piecu płyty polipropylenowej do stanu plastyczności w temperaturze około 160°C-180°C						
5	założenie rękawic do termoplastów i nałożenie plastycznej płyty polipropylenowej na pozytyw						
6	domodelowanie/formowanie ortezy						
7	uruchomienie pompy podciśnieniowej						
8	obcięcie nożem/nożyczkami nadmiaru materiału dopóki jest on ciepły						
9	zjęcie z pozytywu skorupy ortezy/wycięcie ortezy za pomocą piły oscylacyjnej						
10	szlifowanie/wygładzanie krawędzi ortezy						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie negatywu gipsowego

Zdający:

1	owinął folią stretch model anatomiczny gładko bez zmarszczek						
2	zaznaczył ołówkiem kopiowym/markerem na modelu anatomicznym miejsca przeznaczone do odciążenia i dociążenia oraz miejsca, w których pobrano miary						
3	przyłożył pasek polipropylenu na przednią powierzchnię podudzia i grzbiet stopy						
4	owinął model anatomiczny, przynajmniej dwiema warstwami namoczonych opasek gipsowych, ruchem okrężnym na zakładkę (jedna warstwa obwoju zachodzi na drugą w połowie)						
5	wymodelował zwężenie w negatywie, obejmując chwytem widłowym kciuka i palca wskazującego model anatomiczny w okolicy pięty i łuku podłużnego przyśrodkowego						
6	odczekał, aż opaski wyschną, a następnie zaznaczył ołówkiem kopiowym linię cięcia, wzdłuż której należy przeciąć negatyw oraz oznaczył linie poziome służące prawidłowemu sklejeniu negatywu						
7	rozciął negatyw, zdjął go i uszczelnił opaską gipsową w taki sposób, aby linie poziome połączyły się						
8	poprawił ołówkiem kopiowym/markerem miejsca odciążenia i dociążenia na wewnętrznej stronie negatywu						
9	pracował w rękawiczkach i fartuchu ochronnym						
10	uporządkował stanowisko pracy po wykonaniu zadania						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis