



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

Arkusze zawiera informacje
prawnie chronione do momentu
rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**

Symbol kwalifikacji: **MED.01**

Numer zadania: **03**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **120** minut.

MED.01-03-24.01-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2024

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj czynności związane z asystowaniem lekarzowi dentyście podczas zabiegu profesjonalnego oczyszczenia i fluoryzacji zębów u pacjenta po zdjęciu aparatu stałego.

Przygotuj 2 litry 2% roztworu preparatu dezynfekcyjnego w wanience dezynfekcyjnej do narzędzi dużych zgodnie z zamieszczoną w arkuszu *Ulotką koncentratu preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi dużych*. Wypełnij *Metryczkę na wanienkę z roztworem preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi dużych*. Przygotuj *pojemnik na narzędzia obrotowe wraz z płynem dezynfekcyjnym*.

UWAGA – *Gotowość do przygotowania roztworu preparatu dezynfekcyjnego zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZN i w obecności egzaminatora przygotuj roztwór.*

Przygotuj stanowisko pracy asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty do planowanego zabiegu zgodnie z *Poleceniami lekarza dentysty i informacjami zawartymi w Karcie pacjenta*. Niezbędne instrumenty, narzędzia, materiały i środki ochrony indywidualnej dla lekarza, asystentki i pacjenta skompletuj na stanowisku pracy.

UWAGA – *Przygotowane stanowisko pracy zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZN i w obecności egzaminatora przygotuj do użycia preparat fluorowy.*

Uporządkuj stanowisko pracy. Wszystkie narzędzia i materiały traktuj jako zakaźne. Kątnicę na mikrosilnik i narzędzia z dużej wanienki po dezynfekcji przygotuj do sterylizacji.

UWAGA – *Gotowość do oceny postępowania z kątnicą na mikrosilnik i narzędziami po dezynfekcji zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZN wykonaj czynności w obecności egzaminatora.*

Zestaw diagnostyczny ułożony na tacce metalowej, skaler i kątnicę na mikrosilnik po dezynfekcji zapakuj w torebki papierowo-foliowe. Przygotowane pakiety do sterylizacji pozostaw na stanowisku do oceny.

Wypełnij dokumentację: *Kartę pacjenta, Diagram zębowy i Termin następnej wizyty*. Wszystkie formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

W dokumentach stosuj datę egzaminu i podpisuj się jako Ada Stryj.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji, ochrony środowiska i przepisów bhp.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- stanowisko asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty przygotowane do pracy,
 - Metryczka na wanienkę z roztworem preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi dużych,
 - dokumentacja,
 - pakiety do sterylizacji,
 - uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu
- oraz

przebieg przygotowania roztworu preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi dużych, preparatu fluorowego, kątnicy na mikrosilnik i narzędzi do sterylizacji.

Ulotka koncentratu preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi dużych

SAIKO SEPT PREPARAT DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI METODĄ ZANURZENIOWĄ

Cechy produktu:

- rozpuszcza zanieczyszczenia i usuwa biofilm
- ma szerokie spektrum działania: bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, Adeno, Polio
- posiada właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową

Zastosowanie:

Preparat należy stosować po rozcieńczeniu w 1 litrze wody

0,5% - 5 ml koncentratu

1% - 10 ml koncentratu

2% - 20 ml koncentratu

Wanienkę napęlnić wodą, a następnie wlać odmierzoną ilość koncentratu, zanurzyć narzędzia i odczekać.

Czas dezynfekcji: 5 minut. Narzędzia umyć, wypłukać, do ostatniego płukania użyć wody destylowanej i osuszyć. Poddać dalszym procesom sterylizacji.

Środki ostrożności:



**ZAŁÓŻ OKULARY
OCHRONNE**



**STOSUJ OCHRONĘ
RĄK**



**STOSUJ
FARTUCH OCHRONNY
W POMIESZCZENIACH
PRODUKCYJNYCH**



**STOSUJ MASKE
OCHRONNĄ**

**Metryczka na waniankę z roztworem preparatu dezynfekcyjnego
do narzędzi dużych**

www.EgzaminZawodowy.info

ULOTKA PREPARATU FLUOROWEGO

FluoroDose

5% fluorek sodu

ZASTOSOWANIE:

Preparat zalecany do użycia w trakcie leczenia ortodontycznego i po zdjęciu stałego aparatu ortodontycznego.

INSTRUKCJA UŻYCIA:

1. Całkowicie zerwać folię z opakowania preparatu.
2. Zanurzyć aplikator w preparacie
3. Dokładnie wymieszać preparat
4. Nakładać na oczyszczone i osuszone zęby
5. Nakładać cienką warstwę na zęby i pozostawić do wyschnięcia

Polecenia lekarza dentysty

Proszę

- **uzupełnić Diagram zębowy w Karcie pacjenta:**
 - zęby 17, 37 – próchnica na powierzchni okluzyjno-mezjalnej
 - ząb 11 – próchnica na powierzchni wargowej
 - zęby 33 ÷ 43 – kamień nazębny naddziąsłowy
- **przygotować:**
 - kątnicę na mikrosilnik
 - szczoteczkę na kątnicę na mikrosilnik w kształcie stożka
 - gumkę polerską w kształcie kielicha
 - pastę polerską
 - skaler – sierp prosty
 - zestaw diagnostyczny
 - preparat fluorowy FluoroDose
- **umówić pacjenta** na leczenie ubytków próchnicowych za dwa tygodnie na dowolną godzinę. Gabinet pracuje 7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 20:00.

Instytut Uśmiechu ul. Tymiankowa 15 41-818 Rokitnica REGON 375727112 nr księgi rejestrowej 0000312346		KARTA PACJENTA Data rejestracji: 10.06.2021 r.		
Nazwisko i imię pacjenta Alf Marta		ADRES ZAMIESZKANIA ul. Miętowa 12 41-700 Ruda Śląska		
DATA URODZENIA: 13.07.1988 r.		Uwagi: brak		
STAN JAMY USTNEJ Błona śluzowa – gładka, blad różowa, lśniąca Przyzębie – bez zmian Higiena – dobra				
DIAGRAM ZĘBOWY 		LEGENDA: c – próchnica w – wypełnienie v – ząb do ekstrakcji ----- – aparat ortodontyczny - – brak zęba ~ – kamień, osad		
DATA	ZĄB	ROZPOZNANIE	WYKONANE ZABIEGI, BADANIA DODATKOWE, ZALECENIA I INNE Pacjentka zgłosiła się do gabinetu w celu zdjęcia aparatu ortodontycznego stałego. Po diagnostyce i badaniu pacjentki zaplanowano na kolejnej wizycie profesjonalne oczyszczenie zębów z kamienia nazębnego naddziąsłowego, a następnie fluoryzację zębów.	PODPIS
11.12.2023 r.	00	kamień nazębny naddziąsłowy		Lekarz dentysta Laura Grochowska
.....				Asystentka stomatologiczna

TERMIN NASTĘPNEJ WIZYTY

DATA:

GODZINA:

CEL WIZYTY:

www.EgzaminZawodowy.info