

Numer stanowiska							

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		<i>Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił</i>					
Rezultat 1. Nasadka krzyżowa po konserwacji i montażu zespołu przesuwu wzdłużnego							
<i>Uwaga! Oceny rezultatu należy dokonać po zakończeniu egzaminu</i>							
1	części zespołu ruchu wzdłużnego nasadki krzyżowej są oczyszczone lub umyte						
2	powierzchnie współpracujące ruchowo są pokryte cienką warstwą smaru białego litowego						
3	części zespołu ruchu wzdłużnego są zmontowane						
4	zespół ruchu wzdłużnego jest zamontowany do nasadki krzyżowej						
5	przesuw wzdłużny nasadki krzyżowej po montażu jest płynny i bez zacięć						
6	nasadka krzyżowa jest bez uszkodzeń mechanicznych						
7	powierzchnie nasadki krzyżowej są czyste, bez zadrapań						
Rezultat 2. Działanie nasadki krzyżowej na stoliku mikroskopu							
<i>Uwaga! Oceny rezultatu należy dokonać po zakończeniu egzaminu</i>							
1	nasadka krzyżowa jest zamontowana na stoliku mikroskopu						
2	ruch wzdłużny preparatu jest płynny i bez zacięć						
3	kilkakrotny przesuw preparatu i powrót do pierwotnych współrzędnych odczytanych na podziałce nie powoduje zmiany szczegółu oglądanego preparatu						

Numer stanowiska							

Przebieg 1: Wykonanie konserwacji i montażu nasadki krzyżowej								
<i>Zdający:</i>								
1	oczyścił/umył części mechaniczne zespołu ruchu wzdłużnego nasadki (w zależności od warunków w ośrodku egzaminacyjnym)							
2	stosował dostępne materiały do czyszczenia/mycia części mechanicznych							
3	dobrał niezbędne narzędzia i przyrządy do montażu							
4	stosował narzędzia do montażu zgodnie z ich przeznaczeniem odpowiednio do wykonywanych czynności i zasadami eksploatacji							
5	dobrał smar litowy biały do konserwacji powierzchni montowanych części							
6	zakonserwował powierzchnie montowanych części							
7	sprawdzał działanie przesuwu wzdłużnego po montażu i dokonał ewentualnie niezbędnych regulacji							
8	stosował mikroskop optyczny do sprawdzania powtarzalności położenia preparatu							
9	podczas wykonania prac montażowych korzystał z rękawic ochronnych							
10	po wykonaniu zadania uporządkował stanowisko pracy							

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis