

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2021
ZASADY OCENIANIA**

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
Oznaczenie arkusza: **MED.12-02-21.06-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**
Numer zadania: **02**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka -

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

| Numer PESEL zdającego* | | | | | | | | | | Numer stanowiska | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przełącz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Elementy podlegające ocenie/kryteria ocenyEgzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił**Rezultat 1: Protokół niezgodności**

Wpisane w wierszu:

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Opis niezgodności ilościowej: brak 1 szt. nasadki do skalpela | | | | | | |
| 2 | Opis niezgodności ilościowej: brak 2 szt. rozszerzadeł ginekologicznych Hegar | | | | | | |
| 3 | Opis niezgodności ilościowej: brak 1 szt. klemu okienkowego | | | | | | |
| 4 | Opis niezgodności ilościowej: brak 1 szt. wziernika nosowego | | | | | | |
| 5 | Opis niezgodności jakościowej: zamiast elektrod bipolarnych dostarczono elektrody monopolarne | | | | | | |

Rezultat 2: Karta przygotowania wyrobów medycznych do sterylizacji

Wpisane w kolumnie:

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Nazwa i ilość wyrobów medycznych: Nasadka do skalpela – 1 szt. | | | | | | |
| 2 | Nazwa i ilość wyrobów medycznych: Rozszerzadło ginekologiczne Hegar – 1 szt. | | | | | | |
| 3 | Nazwa i ilość wyrobów medycznych: Klem okienkowy – 1 szt. | | | | | | |
| 4 | Nazwa i ilość wyrobów medycznych: Wziernik nosowy – 2 szt. | | | | | | |
| 5 | Nazwa i ilość wyrobów medycznych: Hak brzuszny trzyłyżkowy – 1 szt. | | | | | | |
| 6 | Nazwa i ilość wyrobów medycznych: Elektroda monopolarna – 2 szt. | | | | | | |
| 7 | Konserwacja narzędzi Tak/Nie*: TAK wyłącznie w 3 wierszach: Klem okienkowy, Hak brzuszny trzyłyżkowy, Wziernik nosowy | | | | | | |
| 8 | Dopuszczalny czas przechowywania pakietu: 5 lat - w wierszu Elektroda monopolarna | | | | | | |
| 9 | Dopuszczalny czas przechowywania pakietu: 2 miesiące - wyłącznie w 4 wierszach: Nasadka do skalpela, Rozszerzadło ginekologiczne Hegar, Szpatułka metalowa, Wziernik uszny | | | | | | |
| 10 | Dopuszczalny czas przechowywania pakietu: 1 rok w 3 wierszach: Klem okienkowy, Hak brzuszny trzyłyżkowy, Wziernik nosowy | | | | | | |

Numer
stanowiska

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Rezultat 3: Karta procesów sterylizacji oraz pakiety z naklejonymi Etykietami*Uwaga: Linijka do oceny kryteriów 3.2 i 3.6 znajduje się na stanowisku pakowania narzędzi*

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | W Karcie procesów sterylizacji wpisane kolejno: 7 minut , Wskaźnik Nr 1 , Wskaźnik Nr 4 , Wskaźnik Nr 3 | | | | | | |
| Pakiety z naklejonymi etykietami | | | | | | | |
| 2 | Kleszczyki Pean zapakowane są w jedną warstwę rękawa papierowo-foliowego, zgrzew pakietu od strony otwierania wykonany jest w odległości min. 2 cm od krawędzi | | | | | | |
| 3 | Kleszczyki Pean zapięte są na pierwszy ząbek, uchwyty kleszczyków Pean skierowane są zgodnie z kierunkiem otwierania pakietu | | | | | | |
| 4 | W pakiecie z kleszczykami Pean umieszczony jest wskaźnik chemiczny typu 5 (zintegrowany) | | | | | | |
| 5 | Etykieta na pakiecie z kleszczykami Pean - w wierszu Data ważności wpisane: 3 miesiące od daty egzaminu (+/-2 dni), etykieta przyklejona jest do pakietu taśmą bez wskaźnika | | | | | | |
| 6 | Igłotrzymacz zapakowany jest w dwie, niezależnie zgrzane warstwy rękawa papierowo-foliowego zgodnie z zasadą papier do papieru, folia do folii. Każda warstwa opakowania zgrzana jest z dwóch stron. Warstwa wewnętrzna nie jest podwinięta z żadnej strony. Zgrzewy obu warstw opakowania od strony otwierania wykonane są w odległości min. 2 cm od krawędzi | | | | | | |
| 7 | Igłotrzymacz zapięty jest na pierwszy ząbek, uchwyty igłotrzymacza skierowane są zgodnie z kierunkiem otwierania pakietu | | | | | | |
| 8 | W pakiecie z igłotrzymaczem umieszczony jest wskaźnik chemiczny typu 4 (wieloparametrowy) | | | | | | |
| 9 | Etykieta na pakiecie z igłotrzymaczem - w wierszu Data ważności wpisane: 6 miesięcy od daty egzaminu (+/-2 dni), etykieta przyklejona jest do pakietu taśmą bez wskaźnika | | | | | | |
| 10 | Pakiety wyglądają estetycznie, nie są zaplamione środkiem konserwującym, nie są pogniecione | | | | | | |

Numer
stanowiska

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Przebieg 1: Przebieg wykonania higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, kontroli czystości i konserwacji kleszczyków Pean i igłotrzymacza

Zdający:

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | założył czepek ochronny, zakrywając nim wszystkie włosy | | | | | | |
| 2 | wykonał 6 etapów higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffa, każdy etap powtórzył co najmniej pięciokrotnie | | | | | | |
| 3 | wybrał z zestawu narzędzi: kleszczyki Pean i igłotrzymacz. Otwierając kolejno narzędzia kontrolował czystość wszystkich powierzchni | | | | | | |
| 4 | po kontroli czystości naniósł środek konserwujący tylko w obrębie przegubów narzędzi | | | | | | |
| 5 | rozprowadził środek konserwujący poprzez wykonanie kilkakrotnych ruchów otwierania i zamykania narzędzi | | | | | | |
| 6 | uporządkował stanowisko pracy, na blacie nie pozostawił odpadów z rękawa papierowo-foliowego, wykonał dezynfekcję stanowiska | | | | | | |

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis