

ULOTKA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

(na podstawie ulotki produktu)

Euceryna apteczna

Euceryna apteczna jest preparatem złożonym. Podłoże wytwórni Pharma Cosmetic posiada jasną barwę oraz miękką konsystencję. Nazwa surowca została zaczerpnięta jest z greckich słów: *eú* - dobrze + *kérinos* – woskowy. Wywodzi się od odkrycia pierwszego zastosowanego do produkcji kremów emulgatora: alkoholu lanolinowego. Pod względem fizykochemicznym oferowany surowiec posiada specyficzny główny składnik emulgujący, na wzór pierwszego na świecie podłoża bezwodnego absorpcyjnego.

Euceryna apteczna Pharma Cosmetic wyróżnia się składem, który wpływa na bardzo wysoką liczbę wodną, czyli zdolność trwałego wiązania wody i wodnych roztworów substancji leczniczych oraz doskonałą biogodność podłoża ze skórą. Wykazuje zminimalizowany potencjał alergizujący. Oferowany surowiec farmaceutyczny jest trwałym połączeniem – stopem starannie oczyszczonej, hipoalergicznego, wysokiej jakości farmaceutycznej, bardzo miękkiej wazeliny białej typu **Extra** z pierwszym zastosowanym na świecie emulgatorem: alkoholem lanolinowym, czyli eucerytem, zwanym także lanocerytem. Dodatkowym, pomocniczym emulgatorem jest alkohol cetostearylowy – który poprawia znacznie konsystencję maści bezwodnych, natomiast kremom nadaje delikatną konsystencję, ultra miękką oraz poprawia zdolności emulgujące.

Starannie dobrany skład, nawiązujący do pierwszych, tradycyjnych i oryginalnych receptur euceryny stwarza szerokie możliwości wykorzystania oferowanego podłoża w zakresie receptury aptecznej do wytwarzania kremów (z wysoką zawartością fazy wodnej, np. euceryna 1 : 2,5 fazy wodnej). Z łatwością możliwe jest wprowadzanie także łagodnych kwasów i elektrolitów. Służy także do wytwarzania maści bezwodnych, których zaletą jest lekka podstawa z lanocerytem, nadająca się do delikatnej pielęgnacji skóry alergicznej, podrażnionej, atopowej i suchej. Lanoceryt posiada budowę zbliżoną do lipidów skóry. Dzięki tej właściwości po zastosowaniu **Euceryny aptecznej Pharma Cosmetic** ochronny płaszcz lipidowy skóry zostaje uszczelniony. Skóra nie traci swojej naturalnej wilgotności.

Euceryna apteczna Pharma Cosmetic jest stosowana samodzielnie lub w mieszaninach jako *constituens* dla maści uwodnionych, kremów kosmetycznych oraz maści bezwodnych. Jest podłożem łagodnym, bardzo miękkim i łatwo wchłaniającym się. Może być użyta *per se* jako natłuszczająca maść obojętna.

Euceryna apteczna jest surowcem farmaceutycznym przeznaczonym do wytwarzania preparatów leczniczych w zakresie receptury aptecznej. Surowiec pomocniczy – podstawa lub składnik podstawowy podłoża dla maści bezwodnych i uwodnionych (*unguenta*) oraz kremów (*cremores*). Także, po wyjałowieniu jako *vehiculum* maści okulistycznych (*ung. pro usu ophthalmico*).

Często łączona z innymi surowcami, np. z *Lanolinom anhydricum*, *Cera alba*, *Cera flava*, *Cera alba*, *Cetaceum*, *Paraffinum liquidum*, *Oleum Olivae*, *Vaselinum flavum*, *Acidum boricum sol. 3% etc.*